

Why choose **sera**care KPL



IMMUNOASSAY REAGENT

Immunoassay - ELISA, IHC, Western blot 하고 계시나요?
 신뢰할 수 있는 품질, 합리적인 가격으로 **Seracare**
 Immunoassay 제품들을 만나보세요!

- ☑ 30년 이상의 경험을 바탕으로!
- ☑ High signal-to-noise, lot-to-lot consistency!
- ☑ 600종 이상의 immunoassay product 제공!
 - Bulk size도 OK
 - 다양한 1,2차 항체 제공

01 ELISA 사용 고객을 위한 Best Item 'Substrate Solution'

- High signal and low background
- Lot-to-lot Consistency
- High sensitivity
- 2년 이상의 긴 유효기간




ELISA reagent
보러 가기

SUBSTRATE	ENZYME	SENSITIVITY	STABILITY	FORMAT	STOP SOLUTION
KPL SureBlue Reserve TMB	HRP	●●●●●	●●●●	Ready-to-use	KPL TMB Stop, KPL TMB BlueSTOP
KPL TMB 2-C	HRP	●●●●	●●●●●	2-component	KPL TMB Stop, KPL TMB BlueSTOP
KPL SureBlue TMB	HRP	●●●	●●●●	Ready-to-use	KPL TMB Stop, KPL TMB BlueSTOP
KPL BluePhos	AP	●●●	●●●	2-component	KPL APStop
KPL ABTS 1-C	HRP	●●	●●●●●	Ready-to-use	KPL HRP Stop
KPL ABTS 2-C	HRP	●●	●●●●●	2-component	KPL HRP Stop

Substrate Selection Guide

02 IHC 사용 고객을 위한 Best Item 'Substrate Solution'



KPL TrueBlue를 사용하여 신장 조직 내에서 특정한 상피 세포막 항원(EMA)을 효과적으로 식별 가능.

- High sensitivity
- 다양한 application에서 substrate 사용가능
 - IHC
 - Plaque assay
 - FRNT




IHC reagent
보러가기

03 Immunoassay 사용 고객을 위한 Best Item 'Secondary antibody'

- 20여 가지 동물 종/다양한 immunoglobulin 대한 antibody 제공
- 다양한 label이 결합된 antibody 제공
- High signal and low background
- High sensitivity



Secondary antibody
보러가기



Sensitivity and Specificity

Seracare의 Anti-Mouse IgG (H+L), Human Serum Adsorbed and Peroxidase-Labeld (material # 5450-0011) 는 western blots에서 경쟁사보다 더 강한 신호와 높은 signal-to-noise를 나타냄.

"응분석 Assay service"

직접 실험하실 시간이 없으시다면? **응비 분석 서비스**를 이용해보세요!

- ELISA
- Luminex
- Ab array
- Western Blot



Click

상담하러 가기

